


OneTouch®Ultra®2 – Steckbrief



Das neue Messsystem von LifeScan für schnelles, anwenderfreundliches und genaues Blutzuckermessen.

Technisches Profil



Hersteller	LifeScan	<i>Quelle: LifeScan</i>
Größe	7,92 x 5,72 x 2,29 cm	
Gewicht	ca. 42,5 g mit Batterien	
Messdauer	5 Sekunden	
Blutmenge	1 Mikroliter Blut	
Maßeinheit	mg/dl oder mmol/l (fest eingestellt)	
Messbereich	20 – 600 mg/dl bzw. 1,1 bis 33,3 mmol/l	
Temperaturbereich	6 bis 44 °C	
Speichern	500 Messwerte mit Datum und Uhrzeit	
Datenübertragung	PC-Schnittstelle zur Übertragung der Messergebnisse	
Stromversorgung	2 ersetzbare 3,0-Volt-Lithium-Batterien vom Typ CR 2032	
Blutprobe	frisches Kapillarvollblut	
Teststreifen	OneTouch®Ultra®-Teststreifen = saugaktive Sensorteststreifen mit Doppelmessung und automatischem Wertevergleich	
Kalibrierung	Plasma-äquivalent	

Besondere Eigenschaften

- **Beleuchtetes Display** mit großen Zahlen für leichtes Ablesen der Werte auch im Dunkeln

- Einfache Bedienung durch leichtes Vor- und Zurückblättern mit **Pfeiltasten**
- **Erweiterte Funktion: Markierung der Messwerte** vor oder nach dem Essen auf Wunsch gesondert zuschaltbar
- Direkt auf dem Display: selbsterklärende Hinweise zum Messvorgang sowie Erklärung der Fehlercodes
- Flexibles, schmerzarmes Messen auch am Unterarm und Handballen
- Berechnet 7-, 14-, 30-Tages-Durchschnittswerte
- Praktische Tasche für einfaches Testen ohne Herausnahme des Messgeräts (weitere Inhalte: OneTouch®Ultra®-Sensorteststreifen, Kontrolllösung, OneTouch®UltraSoft®-Lanzettengerät, Lanzetten, Kurzanleitung und Gebrauchsanweisung)



LIFESCAN SERVICE

Tel. 0800-70 77 007

gebührenfrei

Mo.-Do. 08.00 - 17.00 Uhr
Freitag 08.00 - 16.00 Uhr

E-mail service@lifescan.de
Internet www.LifeScan.de

Weitere Informationen finden Sie unter www.LifeScan.de